

OtoClear® - Puntale per irrigazione auricolare

L'irrigazione auricolare con Bionix OtoClear® consente agli operatori sanitari di utilizzare un puntale morbido, svasato, a 3 getti che elimina il disordine, migliora la sicurezza del paziente ed è compatibile con vari dispositivi di erogazione per soddisfare le preferenze personali di ogni struttura.



PROBLEMA

La tradizionale irrigazione auricolare "spara" l'acqua direttamente nel condotto uditivo, il che può essere pericoloso e rischia di causare la perforazione del timpano.

SOLUZIONE

I puntali per irrigazione auricolare OtoClear® dirigono l'acqua verso la parete del condotto uditivo, con tre flussi divergenti, invece che direttamente sulla membrana timpanica. Il puntale è inoltre progettato con un materiale morbido e flessibile per il comfort del paziente e con un design svasato per evitare gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo.

RISULTATI

Una procedura pulita e sicura che migliora l'efficienza e l'esperienza del paziente.

"Il nostro studio è molto soddisfatto dei puntali morbidi (OtoClear). Sono più facili da manovrare nel condotto uditivo e più comode per il paziente". - Laura Griffith, assistente medico



I PUNTALI OTOCLEAR SONO SOLO MONOUSO

Rx ONLY

I PUNTALI OTOCLEAR SONO PRODOTTI NEGLI U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIO
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Telefono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0040-IT | Rev. A

OtoClear® - Puntale per irrigazione auricolare

OFFERTA DI PRODOTTI



Kit OtoClear SprayWash

- Lavaggio manuale intermittente.
- Fornisce un volume maggiore rispetto alle siringhe o ad altri dispositivi manuali.
- Una progettazione efficiente consente una procedura a due mani.
- Volume del flacone 500 ml.

N. 7290 - 1 flacone SprayWash, 20 puntali OtoClear, 1 bacinella per le orecchie

N. 7295 - 1 flacone SprayWash, 5 puntali OtoClear, 1 bacinella per le orecchie




Kit OtoClear Aquabot®

- Fornisce un volume maggiore rispetto alle siringhe o ad altri dispositivi manuali.
- Una progettazione efficiente consente una procedura a due mani.
- Fornisce un flusso continuo senza pompare manualmente.
- Volume del flacone 650 ml.

N. 7270 - 1 flacone Aquabot®, 20 puntali OtoClear, 1 bacinella per le orecchie

N. 7275 - 1 flacone Aquabot®, 5 puntali OtoClear, 1 bacinella per le orecchie



Puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear

- Dirige l'acqua verso la parete del condotto uditivo, con tre flussi divergenti, invece che direttamente alla membrana timpanica.
- Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo.

N. 7200 - Puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear (40/scatola)

N. 7202 - Puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear (20/scatola)

Puntale OtoClear - Brevetto USA n. 6,706,023.

Aquabot® è registrato come Lunatech®, utilizzato dietro autorizzazione di Lunatech®, Inc. Tutti i diritti riservati.



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com